

Časť č. 32 - Cievne protézy skupiny 2

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
431508	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 8mm*15cm	10	248,87	273,76
431510	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 10mm*15cm	10	248,87	273,76
431512	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 12mm*15cm	10	248,87	273,76
431514	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 14mm*15cm	10	248,87	273,76
431516	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 16mm*15cm	10	248,87	273,76
431218	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 18mm*12,5cm	10	248,87	273,76
431220	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 20mm*12,5cm	10	248,87	273,76
431222	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 22mm*12,5cm	10	248,87	273,76
431224	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 24mm*12,5cm	10	248,87	273,76
431226	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 26mm*12,5cm	10	248,87	273,76
431228	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 28mm*12,5cm	10	248,87	273,76
431030	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 30mm*10cm	10	297,48	327,23
431032	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 32mm*10cm	10	297,48	327,23
431034	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 34mm*10cm	10	297,48	327,23

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
431038	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 38mm*10cm	10	297,48	327,23
433008	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 8mm*30cm	10	287,38	316,12
433010	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 10mm*30cm	10	287,38	316,12
433012	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 12mm*30cm	10	287,38	316,12
433014	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 14mm*30cm	10	287,38	316,12
433016	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 16mm*30cm	10	319,88	351,87
432518	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 18mm*25cm	10	319,88	351,87
432520	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 20mm*25cm	10	319,88	351,87
432522	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 22mm*25cm	10	319,88	351,87
432524	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 24mm*25cm	10	319,88	351,87
432526	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 26mm*25cm	10	319,88	351,87
432528	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 28mm*25cm	10	319,88	351,87
432030	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 30mm*20cm	10	319,88	351,87
432032	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 32mm*20cm	10	319,88	351,87

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
432034	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 34mm*20cm	10	319,88	351,87
432038	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 38mm*20cm	10	319,88	351,87
436008	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 8mm*60cm	10	369,47	406,42
436010	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 10mm*60cm	10	369,47	406,42
436012	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 12mm*60cm	10	369,47	406,42
436014	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 14mm*60cm	10	369,47	406,42
436016	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 16mm*60cm	10	369,47	406,42
435018	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 18mm*50cm	10	411,31	452,44
435020	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 20mm*50cm	10	411,31	452,44
435022	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 22mm*50cm	10	411,31	452,44
435024	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 24mm*50cm	10	411,31	452,44
435026	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 26mm*50cm	10	411,31	452,44
435028	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 28mm*50cm	10	411,31	452,44
434030	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 30mm*40cm	10	424,57	467,03

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
434032	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 32mm*40cm	10	424,57	467,03
434034	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 34mm*40cm	10	424,57	467,03
434038	Cievne protézy skupiny 2	P 65722	Gelseal Straights size 38mm*40cm	10	424,57	467,03
731508	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 8mm*15cm	10	254,98	280,48
731510	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 10mm*15cm	10	254,98	280,48
731512	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 12mm*15cm	10	254,98	280,48
731514	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 14mm*15cm	10	254,98	280,48
731516	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 16mm*15cm	10	254,98	280,48
731218	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 18mm*12,5cm	10	254,98	280,48
731220	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 20mm*12,5cm	10	254,98	280,48
731222	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 22mm*12,5cm	10	254,98	280,48
731224	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 24mm*12,5cm	10	254,98	280,48
731226	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 26mm*12,5cm	10	254,98	280,48
731228	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 28mm*12,5cm	10	254,98	280,48

5

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
731030	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 30mm*10cm	10	304,79	335,27
731032	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 32mm*10cm	10	304,79	335,27
731034	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 34mm*10cm	10	304,79	335,27
731038	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 38mm*10cm	10	304,79	335,27
733008	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 8mm*30cm	10	287,38	316,12
733010	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 10mm*30cm	10	287,38	316,12
733012	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 12mm*30cm	10	287,38	316,12
733014	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 14mm*30cm	10	287,38	316,12
733016	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 16mm*30cm	10	287,38	316,12
732518	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 18mm*25cm	10	287,38	316,12
732520	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 20mm*25cm	10	327,75	360,53
732522	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 22mm*25cm	10	327,75	360,53
732524	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 24mm*25cm	10	327,75	360,53
732526	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 26mm*25cm	10	327,75	360,53

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠÚKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
732528	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 28mm*25cm	10	327,75	360,53
732030	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 30mm*20cm	10	361,76	397,94
732032	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 32mm*20cm	10	361,76	397,94
732034	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 34mm*20cm	10	361,76	397,94
732038	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 38mm*20cm	10	361,76	397,94
736014	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 14mm*60cm	10	456,95	502,65
736016	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 16mm*60cm	10	456,95	502,65
735018	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 18mm*50cm	10	456,95	502,65
735020	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 20mm*50cm	10	456,95	502,65
735022	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 22mm*50cm	10	456,95	502,65
735024	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 24mm*50cm	10	456,95	502,65
735026	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 26mm*50cm	10	456,95	502,65
735028	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 28mm*50cm	10	456,95	502,65
734030	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 30mm*40cm	10	471,78	518,96

14

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
734032	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 32mm*40cm	10	471,78	518,96
734034	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Straights size 34mm*40cm	10	471,78	518,96
734020/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 20mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98
734022/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 22mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98
734024/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 24mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98
734026/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 26mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98
734028/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 28mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98
734030/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 30mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98
734032/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 32mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98
734034/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave Ante-Flo size 34mm* 40 x 1 @ 15cm	10	902,71	992,98

Kel

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
73201088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 20mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94
73221088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 22mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94
73241088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 24mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94
73261088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 26mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94
73281088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 28mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94
73301088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 30mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94
73321088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 32mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94
73341088	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 3 Branch Plexus size 34mm* 40 x 3 @ 15cm	10	1 038,13	1 141,94

Key

Typové označenie u predávajúceho	Názov položky u kupujúceho	Registračné číslo pridelené ŠUKL-om	Obchodný názov u predávajúceho	% DPH	Jedn. cena bez DPH v EUR	Jedn. cena s DPH v EUR
73201088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 20mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91
73221088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 22mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91
73241088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 24mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91
73261088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 26mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91
73281088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 28mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91
73301088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 30mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91
73321088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 32mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91
73341088/8	Cievne protézy skupiny 2	P 65724	Gelweave 4 Branch Plexus size 34mm* 40 x 4 @ 15cm	10	1 173,55	1 290,91

V Bratislave, dňa 23.11.2010

Za predávajúceho: Ing. Jana Adamcová – konateľka spoločnosti

Ing. Pavel Farkaš – konateľ spoločnosti

»TIMED« s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

Príloha č. 2

Opis technicko-medicínskych hodnôt a vlastností

Popis

Gelseal sú pletené polyesterové protézy. Gelweave je tkaná polyesterová protéza. Rozvetvené verzie Gelseal a Gelweave sa používajú k rekonštrukcii veľkých vetiev aortálnych ciev (Plexus) alebo k intraoperačnému pripojeniu perfúznej kanyly počas kardiopulmonálneho bypassu, ak sú použité antegrádne perfúzne techniky (Ante-Flo). Všetky tieto protézy sú impregnované absorbovateľným proteínom. Cieľom impregnácie je získať polyesterové cievne protézy, ktoré nevyžadujú prepieranie. Proteín je modifikovaná cicavčia želatína, ktorá je zosieťovaná do takého stupňa, aby bolo možné kontrolovať mieru jej postupného odstraňovania. Želatína tu nahrádza fibrín, ktorý sa používa k utesneniu polyesterových protéz pri normálnom prepieraní. Želatína je hydrolyzovaná v priebehu približne 14 dní a je nahradená inkorporáciou normálneho tkaniva. Želatína je vybratá ako netoxická bielkovina, ktorá sa rozšírene používa ako bezpečný plazma expandér.

Gelweave Valsalva

Gelweave Valsalva napodobňuje geometriu Valsalvových sínusov. Štep Gelweave Valsalva™ má na svojom proximálnom konci "suknicu" a "manžetu".

Pôvod želatíny

Vascutek Ltd používa želatínu vyrobenú zo zvierat pôvodom z Austrálie, kde sú aj výlučne chované. Austrália je jedna z mála krajín označovaných ako krajina bez TSE (prenosné spongioformné encefalopatie) infikovaných zvierat, vrátane BSE a degeneratívneho ochorenia centrálneho nervového systému oviec a kôz. Vedecký riadiaci výbor EÚ vedie geografické hodnotenie rizika BSE (GBR) a došiel k záveru, že Austrália má najlepšie hodnotenie – číslo 1 vo vzťahu k riziku BSE.

Indikácie

Gelseal a Gelweave sú indikované na systémové cievne výkony.

Ante-Flo je indikovaný pri náhrade hrudnej aorty pri aneuryzme alebo aterosklerotickej chorobe ciev. Gelseal a Gelweave Ante-Flo sú špeciálne pripravené na liečbu akútnej disekujúcej aneuryzmy typu A, kde je preferovaná antegrádna perfúzia. Plexus je indikovaný na náhradu oblúka aorty a hlavných vetiev napr. truncus brachiocephalicus, arteria carotis communis a arteria subclavia.

Gelweave Valsalva je indikovaný na rekonštrukciu alebo náhradu hrudnej aorty poškodené aneuryzmou, disekciou alebo koarktáciou.

Kontraindikácie

Všetky tieto protézy sú kontraindikované na koronárne cievne výkony, cievne fistuly (napr. hemodialýza) a pľúcne skraty (shunty).

Protézy sa nemôžu implantovať u pacientov precitlivelych na polyester alebo materiály hovädzieho pôvodu.

Upozornenie

1. NEPREPIERAŤ KRVOU. Tieto protézy sú nepriepustné štepy a nesmú byť prepierané krvou.

2. NEPOUŽÍVAŤ PO VYZNAČENOM DÁTUME EXPIRÁCIE. Želatínová impregnácia nemusí vyhovovať určeným špecifikáciám po dátume expirácie ako dôsledok hydrolytického pôsobenia.

3. NERESTERILIZOVAŤ Tieto protézy sa nesmú resterilizovať.

4. NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITIE.

5. Skladujte na čistom suchom mieste pri teplote od 0°C do 35°C.

6. Protézy sa musia implantovať do jedného mesiaca od vybratia z fóliového obalu.

7. Svorkovanie môže poškodiť cievne protézy. Mali by sa používať atraumatické svorky s jemnými potiahnutými úchopmi a minimálnym aplikačným tlakom. Treba sa vyvarovať prílišnému tlaku, pretože poškodí polyesterové vlákna a želatínovú impregnáciu.

8. Je potrebné zabrániť excesívnemu tlaku na protézu.

9. Pri implantácii protézy musia byť použité okrúhle zužujúce sa ihly s hrotom, aby sa minimalizovalo poškodenie vlákien.

10. V prípade potreby odvzdušnenia sa môže použiť malá ihla, bežne je rozmer 19 dostačujúci. Podkožné ihly majú rezací hrot, ktorý môže zapríčiniť presakovanie krvi a vyžadovať opravu sutúrou.

11. **Ďalšie upozornenia len pre Gelweave.** Gelweave je urobená na báze tkanej štruktúry, preto má byť rezaná kauterom, aby sa minimalizovalo rozstrapatenie. Predsterilizovaný kauter je pribalený ku každému štepu.

Poznámka: Ponorenie protézy Gelweave do fyziologického roztoku tesne pred použitím zabráni lokálnemu spáleniu, ktoré môže vzniknúť počas kauterizácie. Štepy by nemali byť namočené do fyziologického roztoku dlhšie ako 5 minút. Nie je to nutné, ak je už namočený v rifampicine alebo v heparíne.

12. **Ďalšie upozornenia len pre Gelweave Valsalva.** Pre chlopne šetriace techniky zaistí, že vrcholy komisúr sú zošité do novej sinotubulárnej junkcie (spojenie tela štepu k suknicí).

13. **Ďalšie upozornenia pre všetky pletené produkty.** Použitie kautera pri ktoromkoľvek nepriepustnom polyesterovom štepe môže spôsobiť vzplanutie. Tomuto môžeme predísť namočením do fyziologického roztoku, rifampicínu alebo heparínu. Štepy by nemali byť namočené do fyziologického roztoku dlhšie ako 5 minút.

Preparácia na implantáciu

Protézy sa môžu pred implantáciou krátko ponoriť do fyziologického roztoku, aby sa zlepšili vlastnosti manipulácie. Štepy by nemali byť namočené do fyziologického roztoku dlhšie ako 5 minút a po namočení by nemali vyschnúť. Nie je to nutné, ak je už namočený v rifampicine alebo v heparíne.

Ďalšie pokyny pre Plexus a Ante-Flo protézy

Inicializácia antegrádnej perfúzie: Katéter pre bypass by mal byť umiestnený do bočného ramena protézy Ante-Flo a 4 vetvového Plexus-u a bezpečne pripevnený. *Ukončenie antegrádnej perfúzie:* Ak je bypass kompletný, bočné rameno pre kanylu protézy Ante-Flo a 4 vetvového Plexus-u môže byť odrezané a zostávajúci kýpeť prešíť použitím štandardných chirurgických techník.

Ďalšie pokyny pre protézy Gelweave Valsalva™

Koronárne artérie môžu byť anastomozované do suknicovej časti štepu Gelweave Valsalva™. Proximálna manžeta môže byť použitá na pripevnenie alebo upravenie/invertovanie chlopňových protéz pri chlopne šetriacich výkonoch podľa požiadaviek chirurga alebo chirurgickej techniky. Rezanie štepu, či už za účelom prispôsobenia dĺžky alebo utvorenia koronárnych otvorov mali by byť vykonané použitím sterilného kautera dodávaného so štepom.

Sterilizácia

Protézy sú sterilizované etylénoxidom, sú dodávané sterilné a nesmú sa resterilizovať. Tyvek® zatavenie na stredného a vnútorného bloku musia byť neporušené. Akékoľvek poškodenie týchto vrstiev robí protézu nesterilnou. V prípade porušenia pôvodného obalu výrobok nemôže byť použitý a má byť bezprostredne vrátený dodávateľovi.

Balenie

Bloky sú zabalené do fóliového vrečka, ktoré slúži ako bariéra pred vlhkosťou a udržiava optimálne charakteristiky protézy.

129

Na dosiahnutie tohto cieľa je pribalené vrečko obsahujúce desikant.

Poznámka: Fóliový obal a vonkajší blok nie sú sterilné. Len najvnútornejší blok môže byť časťou sterilného priestoru.

Prídavné štítky

Sú pribalené prídavné štítky na založenie do pacientových záznamov.



Ing. Jana Adamcová
konateľka spoločnosti



»TIMED« s.r.o. Ing. Pavel Farkaš
Trnavská cesta 112 konateľ spoločnosti
821 01 Bratislava

