

Prevzal: meno.....podpis.....
 RNDr. Ševčíková!
meno.....podpis.....
 J. Gařpa nová
meno.....podpis.....

Nemocnica s poliklinikou
Nové Mesto nad Váhom
evidenčné číslo zmluvy

z 384/2017

Zmluva o výpožičke

uzavretá v zmysle ust. § 659 až 662 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. v platnom znení.

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Požičiavateľ: **GTRADE s.r.o.**

so sídlom: Kopčianska 80, 851 01 Bratislava
v zastúpení: Juraj Gutman konateľ
IČO: 46 265082
DIČ: 2023309343
IČ DPH: SK2023309343
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK91 1111 0000 0014 0313 5000

(ďalej len „požičiavateľ“)

a

2. Vypožičiavateľ: **NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o.**

so sídlom: Ul. M.R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom
v zastúpení: MUDr. Šorf Miroslav, CSc., riaditeľ NsP
IČO: 36 119 369
DIČ: 2021702254
Bankové spojenie: TatraBanka
Číslo účtu: 2621724756/1100

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Čl. II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať elektroforetický analyzátor **Interlab Pretty** vypožičiavateľovi a umožniť mu jeho bezplatné užívanie a záväzok vypožičiavateľa užívať požičiavaný prístroj riadne v súlade s touto zmluvou.
Predmetom výpožičky je elektroforetický analyzátor Interlab Pretty, od požičiavateľa (ďalej len „predmet výpožičania“), v hodnote 8 990,- EUR bez DPH, ktorý prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi za účelom spracovania a analýzy vzoriek.

K prevzatiu predmetu vypožičania dôjde v deň podpisu inštalačného protokolu a nainštalovaniu analyzátoru. Preberací protokol bude obsahovať okrem iného aj označenie celého odovzdávaného príslušenstva, ktoré vypožičiavateľ od požičiavateľa na základe tejto zmluvy preberá, s uvedením súpisu prípadných zjavných porúch, ktoré sú na predmete požičania v deň jeho odovzdania. Nebezpečenstvo škody na predmete vypožičania prechádza na vypožičiavateľa dňom podpisu inštalačného protokolu.

Čl. III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ sa zaväzuje:

- a) odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom k riadnemu používaniu,
- b) odovzdať vypožičiavateľovi návod na použitie, prehlásenie CE IVD a protokol o preškolení obsluhy v listinnej podobe,
- c) uskutočniť na svoje náklady riadne zaškolenie obsluhy,
- d) uskutočniť na svoje náklady aktualizáciu softwarového vybavenia predmetu výpožičky,

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje:

- a) užívať predmet výpožičky riadne, podľa príslušných návodov k obsluhu, výhradne k účelu stanovenému v tejto dohode, chrániť ho pred poškodením a odcudzením,
- b) zaistiť obsluhu predmetu výpožičky výhradne zaškoleným personálom,
- c) neuskutočňovať bez výslovného súhlasu požičiavateľa žiadne zásahy do vonkajšej a vnútornej konštrukcie predmetu výpožičky a/alebo do softwarového vybavenia,
- d) neprenechať bez výslovného súhlasu požičiavateľa predmet výpožičky, alebo jeho časti, do užívania inej právnickej či fyzickej osoby,
- e) vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi, v prípade, že ho nebude potrebovať pre účely stanovené v tejto zmluve,
- f) udržiavať predmet výpožičky v čistote a dbať o jeho bežnú údržbu,
- g) pre prevádzku predmetu výpožičky a uskutočnenie testov používať výhradne reagentie a spotrebný materiál schválený požičiavateľom,
- i) odoberať diagnostické súpravy, ktoré tvoria prílohu č. 1 zmluvy

Čl. IV.

Umiestnenie predmetu výpožičky

1. Predmet výpožičky bude trvalo umiestnený na adrese:

Oddelenie klinickej biochémie, Ul. M.R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom.

Čl. V. Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa zjednáva na dobu: 5 rokov, so začiatkom účinnosti dňom podpisu inštalačného protokolu zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, bez ohľadu na to, či bola výpoveď druhou zmluvnou stranou prevzatá alebo nie.
3. Požičiavateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, v prípade, že:
 - a) vypožičiavateľ poruší svoje povinnosti stanovené v čl. III., ods. 2., tejto zmluvy,
 - b) vypožičiavateľ premiestni bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa predmet výpožičky mimo miesto umiestnenia dojednané v čl. IV. tejto zmluvy.
4. Účinky odstúpenia nastávajú okamžikom doručenia písomného oznámenia o odstúpení na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, bez ohľadu na to, či bolo oznámenie o odstúpení druhou zmluvnou stranou prevzaté alebo nie.
5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy, odovzdať protokolárne predmet výpožičky späť požičiavateľovi a to v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu.

Čl. VI. Servisné podmienky

1. Požičiavateľ sa zaväzuje uskutočňovať počas doby výpožičky bezplatné opravy predmetu výpožičky. Toto sa však nevzťahuje na poruchy vzniknuté nesprávnym použitím, manipuláciou, neodbornou obsluhou predmetu výpožičky (napríklad požičiavateľom neškolenou osobou), či opotrebovaním. Náhradné diely budú účtované podľa platného cenníka.
2. Požičiavateľ sa zaväzuje uskutočniť na vyžiadanie vypožičiavateľa kalibráciu a validáciu predmetu výpožičky (ďalej len pravidelné servisné prehliadky), ktoré sú stanovené podľa predpisov výrobcu 1x za rok, predpisov pre IVD a prípadne akreditačných predpisov na svoje náklady.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise jedno vyhotovenie.
4. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oboma účastníkmi tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná a vážna, pričom jej prejav zachytený v tejto zmluve je dostatočne určitý a zrozumiteľný. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom.
6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave dňa: 10.5. 2017

V Novom Meste nad Váhom, dňa: 10.5. 2017

Za požičiavateľa:

Za vypožičiavateľa:

.....
MUDr. Ján Miroslav, CSc.
Riaditeľ

GTRADE s.r.o.
 Kopčianska 80,
 851 01 Bratislava
 Slovakia
 zapísaná v OR OS Bratislava, Sro vl.č.91318/B
 IČO:46 265082
 DIČ: 2023309343
 IČO DPH:SK2023309343
info@gtradesro.sk
 TEL :00421 2 546 506 67
 Fax :00421 2 546 506 68

TRADE

Príloha č.1

Cena reagensií pri výpožičke prístroja:

K.č.	Popis	Počet vyšetření v bal.	Předpokl. počet vyšetření/ rok	Ročný minimální odber	Cena Eur bez DPH/bal
SRE602K	Serum Proteins β 1/ β 2 kit N. 13 Samples per gel Acid Blue staining solution	130	900	7	203,00
	alebo				
SRE603K	Serum Proteins β 1/ β 2 kit N. 26 Samples per gel Acid Blue staining solution	260	900	4	262,00
SRE627K	Immunofixation kit N. 2 Samples per gel Acid Violet staining solution WITHOUT ANTISERA	20	225	11	318,00
	alebo				
SRE628K	Immunofixation kit N. 4 Samples per gel Acid Violet staining solution WITHOUT ANTISERA	40	225	6	399,00
SCE232M	Antisera kit FIX/IgG/IgA/IgM/Kappa/La mbda (for SRE623K - SRE624K - SRE643K - SRE627K - SRE628K - SRE639K)			4	117,00
SRE625K	Immunofixation Bence Jones kit N. 2 Samples per Gel Acid Violet staining	20	300	15	640,00

	solution WITHOUT ANTISERA				
	alebo				
SRE626K	Immunofixation Bence Jones kit N. 4 Samples per Gel Acid Violet staining solution WITHOUT ANTISERA	40	300	7,5	775,00
SCE268M	Kappa Free Light Chains Vial 1 ml			4	180,00
SCE269M	Lambda Free Light Chains Vial 1 ml			4	180,00
SRE201M	Concentrated Destain solution for Acid Blue, Sudan Black and Acid Violet			2	91,00

Uvedené ceny v Eur bez DPH (DPH 10%).

Objednávky zasielajte na e-mailovú adresu: obchod@gtradesro.sk

Príloha č.2

Technická špecifikácia prístroja:

Elektroforetický analyzátor

Typ: Pretty V3

Výrobca: Interlab (It.)

Interlab Pretty je najmenší automatizovaný elektroforetický analyzátor pracujúci s agarózovými gélmami.

Prepracovaná presná mechanika a prijaté inovatívne technické riešenia spôsobili, že **Pretty** je extrémne flexibilný prístroj, ktorý môže byť použitý pre malé ale aj veľké zaťaženie v rutinej prevádzke. Nový **Pretty** môže pracovať až s 3 rôznymi veľkosťami gélu. Minimálne **6 vzoriek** až po maximálne **26 vzoriek** na gél pre konvenčné analýzy ako **sérové proteíny** a minimálne **1 vzorka** až po maximálne **6 vzoriek** pre analýzy ako **Imunofixácia**.

Všetky dáta pacientov sú spracované softvérom série **Elfolab 17.X.X** schopným prepojenia viacerých jednotiek **Pretty Interlab** do jedného počítača. **Elfolab** spĺňa všetky potreby a nároky operátorov vďaka jeho flexibilita. Vyznačuje sa unikátnou funkciou automatickej identifikácie monoklonálneho komponentu, čítania bar kódu gélu, jedinečnou identifikáciou ID gélu a patientskou históriou, čo ponúka dodatočné výhody pre sledovanie vývoja a celkovej liečby pacienta. Zavedením nového modulu **Flex Host**, systém **Elfolab** môže byť jednoducho a rýchlo pripojený do laboratórneho informačného systému (LIS).

Hlavné charakteristiky	
Testy	Serum Proteins, Serum Proteins $\beta 1 / \beta 2$ H.R. Serum Proteins, Lipoproteins, Hemoglobins, Unconcentrated Urine Proteins, LDH, CPK, ALP, Immunofixation, Bence-Jones, Pentavalent IFE, IEF of CSF, IEF of A1AT, SDS Urine.
Plne automatizované testy	Umožňuje vykonávať v plne automatizovanom móde od aplikácie vzorky až po vysušenie gélu bez zásahu operátora. Testy: Serum Proteins, Serum Proteins $\beta 1 / \beta 2$, H.R. Proteins (Unc. Urine Proteins, H.R. Serum proteins, CSF) Lipoproteins, Alkaline Hemoglobins, Acid Hemoglobins, Unconcentrated SDS Urine
Poloautomatizované testy	Isoenzymes of LDH, CPK, ALP, Immunofixation in Amido Black or Acid Violet, Bence-Jones, Pentavalent IFE, Isoelectrofocusing of the CSF, Isoelectrofocusing of the A1AT
Nosič	Agarózový gél
Metóda	Micro
Možnosti spracovania	13-26 mikrovzoriek; 1-2-4-6 imunofixačných testov
Priepustnosť	Sérové Proteíny 26 testov/40 min. Imunofixácia IFE 6 testov za hod.
Gélový nosič	6-13-26 vzoriek
Migračná komora	Suchá
Počet elektród v migračnej komore	2
Aplikátor	Opakovane použiteľný a automaticky umytý systémom

Migračná komora	Teplota kontrolovaná od 20°C do 60°C.
Aplikácia vzorky	Programovateľná, 1 až 10 krát
Napätie	0-500 V (programovateľné migračné napätie pre každú analýzu)
Výkon	Konštantné napätie (U), konštantný výkon (W)
Vzorková platňa	Jednorázová Microgel
Sekvencie elektroforézy	Poradie postupu elektroforézy je programovateľné
Fázy elektroforézy	Každá fáza elektroforézy je programovateľná
Dávkovanie reagentov	Automatizované
Interface	Bi-directional RS232
Pripojenie k PC	USB
Zdroj napájania	110 / 220VAC - 50/60Hz – 500V

Elfolab Software	
Operačný systém	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Minimálne rozlíšenie	Automatické alebo manuálne
Opakované načítanie	Po vzorkách alebo skupinách
Kontrola kvality	SD, CV, priemerná hodnota, presnosť a správnosť
Kontrola kvality	3 hladiny Quality control
Riadenie procesu	Kontrola priebehu elektroforézy v reálnom čase
Elektroforetické parametre	Programovateľné operátorom
Import/Export data	Bi-directional RS232 with host computer
Databáza	10.000.000 elektroforetických záznamov
Prenos dát	Automatický prenos dát z Easy Interlab G26 do Elfolab programu
Poznámky	Komentáre k vybraným analýzám môžu byť archivované
História pacienta	Prekrytie elektroforegramu staršieho dát so súčasným
Spojenie	Možnosť spojenia a vytlačenia viacerých analýz jedného pacienta v jednom dokumente
Monoklonálne komponenty	Automatická identifikácia monoklonálnych komponentov s implementáciou matematického algoritmu

Príslušenstvo dodávané s prístrojom:

- PC
- Scanner