

# Kúpna zmluva č. Z202310587\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo: Safárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00397865  
DIČ: 2020845332  
IČ DPH: SK2020845332  
Telefón: 0259244617

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CELIMED s.r.o.  
Sídlo: Rybníčná 36/H, 83107 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31403751  
DIČ: 2020338441  
IČ DPH: DK2020338441  
Telefón: 0917844586

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Váha s tukomerom, tlakomer  
Kľúčové slová: váha s tukomerom, tlakomer  
CPV: 38311100-9 - Elektronické analytické váhy; 33123100-9 - Tlakomer; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Váha s tukomerom (modrá farba)
2. Tlakomer

### Položka č. 1: Váha s tukomerom (modrá farba)

| Funkcia                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Tovar pre účely výučby                                                                                                                                                                                          |                                                                       |         |         |        |
| Prístroj je určený na meranie telesnej stavby ľudského tela v kombinácii s lekárskou váhou• veľmi presné meranie celého tela s pomocou 8 senzorov na 4 miestach tela,• váži telesnú hmotnosť (0,0kg – 150,0kg). |                                                                       |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                            | Jednotka                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Váha s tukomerom (modrá farba)                                                                                                                                                                                  | ks                                                                    |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika                                               |         |         |        |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje:                                                                                                                                                                             | • množstvo tuku v tele (5% – 60%), (pre vek 6-80 rokov),              |         |         |        |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje:                                                                                                                                                                             | • množstvo viscerálneho (medziorgánového) tuku (v 30-tich úrovniach), |         |         |        |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje:                                                                                                                                                                             | • množstvo kostrového svalstva (v %),                                 |         |         |        |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje:                                                                                                                                                                             | • hodnotu kľudového metabolizmu (v kcal),                             |         |         |        |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje:                                                                                                                                                                             | • BMI (body mass index) (pre vek 6-80 rokov),                         |         |         |        |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje:                                                                                                                                                                             | • klinicky overený algoritmus merania,                                |         |         |        |

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje: | • grafická interpretácia nameraných hodnôt,                                         |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje: | • rozlíši medzi úbytkom tuku a úbytkom vody v tele,                                 |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje: | • pamäť pre vstupné údaje 4-roch osôb + host',                                      |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje: | • porovnanie aktuálnych výsledkov s predchádzajúcim meraním (pre 4 osoby z pamäte), |
| Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje: | • k dispozícii v tmavo modrej, alebo tyrkysovej (v balení s detským motívom) farbe. |
| Váha s tukomerom (modrá farba)      | OMRON BF 511 alebo ekvivalent                                                       |

## **Položka č. 2: Tlakomer**

| <b>Funkcia</b>                                     |                                                                                                                                                                                               |                |                |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Tovar pre účely výučby                             |                                                                                                                                                                                               |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                        | <b>Jednotka</b>                                                                                                                                                                               | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Tlakomer                                           | ks                                                                                                                                                                                            |                |                | 1             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                        | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                                                                                                                                                |                |                |               |
| Funkcie pre vysokú presnosť a príjemné meranie:    | • systém inteligentného nafukovania manžety pre príjemné a presné meranie. Minimalizuje tlak manžety počas merania.                                                                           |                |                |               |
| Funkcie pre vysokú presnosť a príjemné meranie:    | • manžeta - štandardná a veľká manžeta v jednom s jednoduchým nasadzovaním. Vďaka veľkej snímačej ploche okolo celej paže odstraňuje nesprávne výsledky spôsobené zle umiestnenou manžetou.   |                |                |               |
| Funkcie pre vysokú presnosť a príjemné meranie:    | • kontrola správneho nasadenia manžety                                                                                                                                                        |                |                |               |
| Funkcie pre vysokú presnosť a príjemné meranie:    | • detekcia pohybu tela počas merania                                                                                                                                                          |                |                |               |
| Funkcie pre vysokú presnosť a príjemné meranie:    | • jednoduché ovládanie - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť jedno veľké tlačidlo                                                                                                               |                |                |               |
| Funkcie pre vysokú presnosť a príjemné meranie:    | • klinicky overená presnosť                                                                                                                                                                   |                |                |               |
| Funkcie pre lepšie posúdenie zdravotného rizika:   | • detekcia nepravidelných pulzov (arytmie)                                                                                                                                                    |                |                |               |
| Funkcie pre lepšie posúdenie zdravotného rizika:   | • funkcia AFib (automatické meranie 3x po sebe) - Detekcia rizika fibrilácie predsiení srdca;                                                                                                 |                |                |               |
| Funkcie pre lepšie posúdenie zdravotného rizika:   | Tlakomer upozorní na nepravidelné pulzy ktoré by mohli naznačovať atriálnu fibriláciu, ktorá je najčastejšou príčinou mozgovej mŕtvice.                                                       |                |                |               |
| Funkcie pre lepšie posúdenie zdravotného rizika:   | • indikátor vysokého krvného tlaku                                                                                                                                                            |                |                |               |
| Funkcie pre lepšie posúdenie zdravotného rizika:   | • upozornenie na rannú hypertenziu (týždenné priemery) - týždenné priemery (späťne 8 týždňov), rozdelené na ranné a večerné hodnoty                                                           |                |                |               |
| Funkcie pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov: | • bezdrôtové Bluetooth pripojenie k telefónu, alebo tabletu;                                                                                                                                  |                |                |               |
| Funkcie pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov: | Namerané dáta je možné odoslať do aplikácie, kde je ich možné nie len uchovávať, sledovať grafy histórie a priemery, ale aj zdieľať namerané výsledky s ďalšími aplikáciami či vaším lekárom. |                |                |               |
| Funkcie pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov: | • priemer posledných troch meraní                                                                                                                                                             |                |                |               |
| Funkcie pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov: | • pamäť pre dvoch užívateľov na 2 x 100 nameraných hodnôt vrátane dátumu a času                                                                                                               |                |                |               |
| Funkcie pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov: | • režim HOST' - meranie je možné aj bez uloženia výsledkov do pamäte                                                                                                                          |                |                |               |
| Funkcie pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov: | • duálny displej - jednoduché porovnanie nameraných výsledkov s predchádzajúcimi hodnotami priamo na displeji                                                                                 |                |                |               |
| Funkcie pre jednoduchšie vyhodnocovanie výsledkov: | • extra veľký displej zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne (rozmer displeja 11,3 x 6,7 cm)                                                                                                 |                |                |               |
| Základné funkcie a vlastnosti:                     | • meranie krvného tlaku a pulzu                                                                                                                                                               |                |                |               |
| Základné funkcie a vlastnosti:                     | • univerzálna manžeta - pevne tvarovaná manžeta na obvod paže 22 – 42 cm                                                                                                                      |                |                |               |
| Základné funkcie a vlastnosti:                     | • nie je možné pripojiť detskú manžetu                                                                                                                                                        |                |                |               |

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Základné funkcie a vlastnosti: | • cestovné puzdro                                    |
| Základné funkcie a vlastnosti: | • výdrž batérií približne 1000 meraní                |
| Základné funkcie a vlastnosti: | • adaptér v balení                                   |
| Základné funkcie a vlastnosti: | • predĺžená záruka 5 rokov                           |
| Tlakomer                       | OMRON M7 Intelli IT + sieťový zdroj alebo ekvivalent |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                             |            |
|-----------------------------------|------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |            |
| Názov                             | Upresnenie |

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava  
Obec: Bratislava  
Ulica: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32, Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.10.2023 08:00:00 - 16.10.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletný predmet zákazky  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 134,85 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 161,82 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202310587

V Bratislave, dňa 04.10.2023 08:38:02

Objednávateľ:  
Univerzita Komenského v Bratislave  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
CELIMED s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu