

Periodická bezpečnostně technická kontrola

Zákazník:		Číslo protokolu:	
Typ přístroje: Atricure ACM2		Příslušenství:	
Sériové číslo:			
Inventární číslo:		Datum:	
Na základě Vaší objednávky, jsme jako osoba oprávněná dle §44 zák. 375/2022 Sb., provedli PBTk dle §45 zák. 375/2022 Sb., dále norem týkajících se kontrol el. zdravotnických přístrojů, jejich částí a systémů v provozu z hlediska bezpečného stavu, obecně ČSN 331500 a podrobně ČSN EN 62353, týkající se ověřování zdravotnických přístrojů.			
Detaily: Třída I, Typ CF	hodnota	vyhovuje	mezí hodnoty
Odpor ochranného vodiče R_{PE} (R_{SL}):		ANO	<0,2 Ω
Izolační odpor R_{INS} (R_{ISO}):		ANO	>70 M Ω
Náhr. unikající proud zem. chyba $I_{NU.JZ}$ ($I_{NU.JZ}$):		ANO	<1,0 mA
Náhr. unikající proud pac. chyba SS $I_{SS.JZ}$ ($I_{PADC.SFC}$):		ANO	<0,05 mA
Funkční zkouška přístroje:			
- test tlaku - test teploty - kontrola hadicového rozvodu - kontrola ovládacích prvků			
Vizuální kontrola přístroje:			
Funkční zkouška přístroje:			
Na výše provedeném přístroji byla provedena kontrolní elektrická měření – použitá měřicí technika: Secutest SIII – SN: WG4954280001.			
Kód náhr. dílu:	Náhradní díl:		Počet:
1			
Závěr: Výše uvedený přístroj vyhovuje normám a jeho technické parametry jsou v souladu s hodnotami uváděnými výrobcem.			
Datum příští PBTk:			
Razítko a podpis zákazníka:		Razítko a podpis technika:	